



Ulotka zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa i użycia produktu. Należy ją uważnie przeczytać.

WSKAZANIA

Używany zgodnie z zaleceniami, wielofunkcyjny płyn HORIEN ULTRA COMFORT czyści, płucze, dezynfekuje, nawilża, nasadza i chroni miękkie soczewki kontaktowe. HORIEN ULTRA COMFORT jest również przeznaczony do codziennego usuwania protein z soczewek kontaktowych.

SKŁAD

Sterylny, wodny, izotoniczny płyn zawierający chlorek sodu, chlorek potasu, sól dwusodową kwasu wersenowego, polihexanid, poloksamer, hypromelozę i bufor fosforanu sodu.

HORIEN ULTRA COMFORT to skuteczne połączenie czterech specjalnych substancji aktywnych, które lepiej czyszczą soczewki kontaktowe, bardziej wydajnie usuwają proteiny, chronią soczewki przed bakteriami i utrzymują ich nawilżenie, co poprawia komfort noszenia. pH i izotoniczność zostały dostosowane do płynu wydzielanego przez gruczoły łzowe.

Polihexanid: Substancja dezynfekująca i konserwująca o wysokiej skuteczności biobójczej. Dzięki niej na soczewkach nie będzie zarzązków ani bakterii.

Poloksamer: Delikatny surfaktant i środek czyszczący. Usuwa białko, brud i osady.

Hypromelozę: Substancja nawilżająca, która tworzy warstwę ochronną na soczewce. Utrzymuje nawilżenie, zapobiega wysuszeniu i nasadza soczewkę, co daje długotrwały komfort noszenia.

Bufor fosforanu sodu: Utrzymuje zrównoważone pH płynu i zwiększa działanie elektrolitów (chloru potasu i chloru sodu), dzięki czemu noszenie soczewek nie będzie się wiązało z dyskomfortem.

SPOSÓB UŻYCIA

- Zanim dotkniesz soczewki, pamiętaj, by umyć ręce i osuszyć je czystym ręcznikiem. Zaczynaj mycie tego samego oka, by nie pomylić soczewek.
- Otwórz pojemnik na soczewki.
- Wyjmij soczewkę i umieść ją na wewnętrznej części dłoni.
- Wlej co najmniej 3 krople HORIEN ULTRA COMFORT na przód i tył soczewki.
- Delikatnie pocieraj soczewkę, poruszając palcami w przód i w tył przez 10 sekund z każdej strony.
- Dokładnie spłucz soczewkę z obu stron, używając do tego płynu HORIEN ULTRA COMFORT i przez cały czas delikatnie pocieraj soczewkę kciukiem i palcem wskazującym.
- Umieść soczewkę w pojemniku na soczewki i wypełnij komorę płynem HORIEN ULTRA COMFORT.
- Mocno przykręć zakrętek. Powtórz wszystkie kroki, by wytrzeć drugą soczewkę.
- Zostaw soczewki w pojemniku na co najmniej 4 godziny.
- Soczewki są teraz czyste i zdezynfekowane, więc możesz je założyć.
- Opcja czyszczenia bez pocierania – namaczanie przez 6 godzin
- Opcja szybkiego czyszczenia – pocieranie i namaczanie przez 4 godziny

Płyn HORIEN ULTRA COMFORT daje możliwość czyszczenia bez pocierania. W tym przypadku nie musisz pocierać soczewek tak jak to opisano w instrukcji. Musisz jednak dokładnie opłukać soczewki i pozostawić je w pojemniku z płynem na co najmniej sześć godzin. Ta opcja jest polecana do czyszczenia soczewek, które są często wymieniane (co miesiąc lub częściej). Pocieranie to rekomendowana metoda czyszczenia tradycyjnych miękkich soczewek kontaktowych.

ZAKŁADANIE SOCZEWEK

- Przed założeniem soczewek umyj ręce delikatnym mydłem, dokładnie opłucz i osusz nierzepiącym się ręcznikiem.
- Wyjmij prawą soczewkę z opakowania. Wyczyść i wypłucz soczewkę używając płynu HORIEN ULTRA COMFORT.
- Umieść soczewkę na koniuszku palca wskazującego prawej dłoni.
- Palec środkowy tej samej dłoni przyłóż do dolnej linii rzęs i przytrzymaj dolną powiekę. Górną powiekę pociągnij w górę palcem środkowym lewej dłoni.
- Patrz prosto i delikatnie umieść soczewkę na oku.
- Delikatnie puść powiekę i zamrużaj. Soczewka sama się wysoroduje.
- Powtórz wszystkie kroki, by założyć lewą soczewkę.

- Jeśli to konieczne, zakładaj soczewki przed lustrem.
- Zasłoń jedno oko, by sprawdzić, czy soczewka się wysorodowała. Jeśli widzisz ostro i wyraźnie, soczewka jest na właściwym miejscu.

ZDEJMOWANIE SOCZEWEK

- Kosmetyki i makijaż zmywaj zawsze po zdjęciu soczewek.
- Umyj, opłucz i osusz ręce.
- Zaczynij od prawego oka.
- Pociągnij dolną powiekę w dół palcem środkowym prawej ręki.
- Patrz w górę, palcem wskazującym prześun soczewkę w dolną część oka.
- Delikatnie złap soczewkę kciukiem i palcem wskazującym i wyjmij z oka.
- Wyczyść i wypłucz soczewkę, używając płynu HORIEN ULTRA COMFORT. Zanim zaczniesz wyjmować soczewkę z drugiego oka, włóż pierwszą soczewkę do pojemnika.

PRZECIWWSKAZANIA

Nie ma żadnych znanych przeciwwskazań do stosowania wielofunkcyjnego płynu HORIEN ULTRA COMFORT, ale NIE UŻYWAJ GO jeśli masz alergię na którykolwiek z jego składników.

JAK DBAĆ O SOCZEWKI KONTAKTOWE

- Unikaj mycia rąk mocnym, tłustym mydłem. Zanim dotkniesz soczewek, umyj i osusz ręce.
- Uplewnij się, że stoczenie jest czyste. Jeśli używasz umywalki lub zlewu, sprawdź czy korek jest w odpływie, by mieć pewność, że soczewka do niego nie wpadnie.
- Przed każdym założeniem wyczyść i zdezynfekuj soczewki.
- Zawsze używaj świeżego płynu HORIEN ULTRA COMFORT z butelki. Nie używaj ponownie płynu, który został w komorze pojemnika na soczewki.
- Nie przechowuj ani nie płucz soczewek w wodzie z kranu.
- Używaj pojemników na soczewki przeznaczonych do Twoich soczewek.
- Uplewnij się, że cała soczewka jest zanurzona w płynie. Nie używaj soczewek, które nie zostały odpowiednio nawilżone (nasączone) płynem HORIEN ULTRA COMFORT.
- Utrzymuj pojemnik na soczewki w czystości. Co tydzień należy wyczyścić i wypłukać pojemnik wodą z kranu, a następnie pozostawić do wyschnięcia.
- Przed założeniem soczewki upewnij się czy nie jest wywinęta.
- Przy zakładaniu soczewek zawsze zaczynaj od tego samego oka, by nie pomylić soczewek.
- Soczewka nie może zapaść się w oku. Użyj dobrze oświetlonego lustra, by ją zlokalizować. Prawdopodobnie znajduje się pod powieką.
- Nie próbuj wyśrodkować powieki na rogówce palcem. By zmienić położenie soczewki, poruszaj powieką.
- Nie dotykaj soczewki paznokciami. Dopilnuj, by Twoje paznokcie były krótkie i gładkie.
- Jeśli soczewka jest rozzerwana lub wyszczerbiona, nie zakładaj jej.
- Po założeniu soczewek staraj się nie pocierać oczu. Może to spowodować podrażnienie oka lub zmienić położenie soczewki.
- Pilnuj, by balsamy, mydło, kremy, dezodoranty, lakiery do włosów i kosmetyki do makijażu (w szczególności metaliczne cienie) nie miały kontakt z soczewkami. Mogą doprowadzić do infekcji lub podrażnienia oczu.
- Makijaż nakładaj po założeniu soczewek.

UWAGA: Unikaj makijażu oka z użyciem eyelineru, bo może on pobrudzić soczewkę.

- Zdejmuj soczewki na noc.
- Nie zakładaj soczewek, jeśli będą narażone na spaliny, drażniące opary, dym lub pył. Może to spowodować podrażnienie oka i/lub uszkodzenie soczewki.
- Podczas pływania z założonymi soczewkami zawsze noś okulary pływackie.
- Podczas podróży zaopatr się w duży zapas płynu HORIEN ULTRA COMFORT.
- Uplewnij się, że masz zapasową parę soczewek kontaktowych.
- Regularnie odwiedzaj okulistę, by wykonać rutynowe badania.

ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI I HIGIENA

- Wytwórca zachęca klientów do stosowania się do niniejszych wytycznych dotyczących higienicznego i bezpiecznego noszenia soczewek kontaktowych.
- Czyść soczewki kontaktowe regularnie i dokładnie, zgodnie z zaleceniami optometrysty/specjalisty w zakresie soczewek kontaktowych i zgodnie z informacjami dla pacjentów dołączonymi do produktów przeznaczonych do soczewek kontaktowych.
- Przed zakładaniem i zdejmowaniem soczewek umyj i osusz ręce.
- Nie noś soczewek dłużej niż jest to zalecane.
- Przechowuj soczewki w specjalnym pojemniku i wymieniaj pojemnik przynajmniej co trzy miesiące. Po każdym użyciu należy umyć pojemnik płynem do soczewek kontaktowych, a następnie pozostawić pojemnik otwarty, by wyschnąć.
- Do czyszczenia i dezynfekowania soczewek

kontaktowych można używać tylko świeżego płynu. Nigdy nie wykorzystuj ponownie starego płynu. Płyn do soczewek kontaktowych należy zmieniać codziennie, nawet jeśli nie używasz soczewek każdego dnia.

- Wyjmij soczewki i przestań ich używać, jeśli wystąpią nietypowe objawy. Jeśli to konieczne, skonsultuj się z lekarzem.

UTYLIZACJA ODPADÓW

- Niewykorzystany płyn wylej do odpływu.
- Pustej butelki pozabądź się zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.



This package insert contains important product use & safety information. Please read carefully.

INDICATIONS

When used as directed HORIEN ULTRA COMFORT Multipurpose Solution cleans, rinses, disinfects, lubricates, wets and stores soft contact lenses. HORIEN ULTRA COMFORT is also indicated for daily protein removal from lenses.

CONTENTS

A sterile, aqueous, isotonic solution containing Sodium Chloride, Potassium Chloride, Disodium Edetate, Polyhexanide, Poloxamer, Hypromellose and Sodium Phosphate buffer.

HORIEN ULTRA COMFORT is a power packed combination of four special agents, that cleans your lenses better, removes protein more effectively, makes your lenses germ free and keeps them moist so that they are more comfortable on your eye. pH & isotonicity are adjusted to lacrimal fluid.

Polyhexanide: A disinfectant & preservative with powerful biocidal efficacy. Keeps your lens free of germs & bacteria.

Poloxamer: A gentle surfactant & cleaning agent. Removes protein, dirt & debris.

Hypromellose: A lubricant that forms a shield on the lens. Retains moisture, prevents dryness & lubricates the lens for long-lasting eye comfort.

Sodium Phosphate Buffer: Keeps solution pH balanced & enhances performance of added electrolytes (potassium chloride & sodium chloride) for more natural lens wear.

DIRECTIONS FOR USE

- Always wash your hands and dry them with a clean towel before handling your lenses. Always start with the same eye to avoid confusion.
- Open the lens case.
- Remove lens and place in the palm of your hand.
- Apply at least 3 drops of HORIEN ULTRA COMFORT to each lens surface.
- Gently rub the lens using a backward and forward motion for 10 seconds per side.
- Rinse both lens surfaces thoroughly with HORIEN ULTRA COMFORT while rubbing the lens gently between the thumb and forefinger.
- Place the lens in the lens case and fill the well with HORIEN ULTRA COMFORT.
- Replace the cap and screw tight. Repeat the procedure with the other eye's lens.
- Allow your lenses to soak at least for 4 hours.
- Your lenses are now clean and disinfected and may be inserted directly into your eyes.
- Fast Clean Option – Rub & Soak for 4 Hours
- Rub Free Option – Soak for 6 Hours

HORIEN ULTRA COMFORT offers you a Rub Free cleaning option, in which case you need not rub the lens as instructed. However, you must rinse the lens thoroughly and soak it for at least six hours. This option is best used with frequent replacement lenses (1 month or less). Rubbing is the preferred cleaning method for conventional soft lenses.

INSERTING YOUR LENSES

- Make sure your hands are washed with a mild soap, rinsed thoroughly and dried with a lint-free towel before inserting your lenses.
- Remove the right eye's lens from the storage case. Clean & rinse lens with HORIEN ULTRA COMFORT.
- Place the lens on the tip of your right-hand index finger.
- Place the middle finger of the same hand close to your lower eyelashes and hold down the lower lid. Pull upper eyelid upwards with the middle finger of the left hand.
- Look straight ahead and gently place the lens on your eye.
- Gently release the lid and blink. The lens will center itself automatically.
- Repeat procedure on the left eye's lens.
- Use a mirror if necessary.
- Check to be sure that the lens is centered by covering the other eye. If your vision is crisp and clear then the lens is in place.

REMOVING YOUR LENSES

- Remove cosmetics, make-up only after you have removed the lens.
- Please ensure your hands are washed, rinsed and dried.
- Begin procedure with the right eye.
- Pull the lower lid down with the middle finger of your right hand.
- Look upward, slide lens to lower part of the eye with your forefinger.
- Gently pinch the lens between the thumb and forefinger and remove from the eye.
- Clean and rinse with HORIEN ULTRA COMFORT and put into the lens storage case before removing lens from the other eye.

CONTRA INDICATIONS (Reasons not to use)

There are no known contra indications for use of HORIEN ULTRA COMFORT, however if you are allergic to any ingredient in this solution, DO NOT USE.

HAVE A HEALTHY RELATIONSHIP WITH YOUR CONTACT LENS

- Avoid strong, oily soaps while washing your hands. Make sure you rinse and dry your hands before handling your lenses.
 - Make sure your surroundings are smooth & clean. If you are using a basin/sink, make sure the plug is in to ensure that the lens does not get drained away.
 - Always clean and disinfect lenses before re-insertion into the eye. Always use fresh HORIEN ULTRA COMFORT from the bottle. Never re-use solution left in the lens storage case.
 - Do not store or rinse lenses in tap water.
 - Use only the lens case provided to store your lenses.
 - Make sure the lens is fully immersed in the solution. Never use lenses unless fully hydrated (wet) in HORIEN ULTRA COMFORT.
 - Always keep your lens case clean. Wash & rinse lens case with tap water and air dry every week.
 - Check before insertion that the lens is not turned inside-out.
 - When inserting your lenses always start with the same eye to avoid confusion.
 - The lens can never be lost in your eye. Use a well-lit mirror to help locate your lens, it will probably be on the inside of your eyelid.
 - Do not re-center the lens on the cornea with your finger on the lens. Instead use your eyelid to move and reposition the lens.
 - Avoid touching lenses with your finger nails. Make sure your finger nails are short & smooth.
 - If the lens is nicked or torn do not wear it.
 - Avoid rubbing your eyes after you have inserted lenses. This can irritate the eye or dislodge the lens.
 - Do not allow lotions, soaps, creams, deodorants, hair sprays & cosmetics (especially metallic powders) to come in contact with the lenses. They can cause an eye infection or irritation.
 - Apply make-up only after inserting your lenses.
- NOTE: Avoid eye make-up like eye liners as these can stain your lens.
- Do not wear lenses overnight.
 - Avoid wearing lenses around fumes, irritating vapours, smoking or dusty conditions. This may irritate your eye and/or damage the lens.
 - Always wear swimming goggles while swimming with your lens on.
 - On holiday carry ample supply of HORIEN ULTRA COMFORT.
 - Make sure you have a spare pair of contact lenses.
 - Visit your eye-care practitioner regularly for a routine check-up.

COMPLIANCE AND HYGIENE

- Manufacturer urges customers to follow this recommendation for Clean and Safe Contact Lens wear.
- Carefully and regularly clean contact lenses, as directed by an optometrist / lens care practitioners and the patient information included with lens care products.
- Wash and dry hands before putting on or removing lenses.
- Do not wear lenses beyond the recommended period.
- Store lenses in the proper case and replace the lens storage case at least every three months. Clean the contact lens case after each use with Lens Cleaning Solution and keep the case open and air dry between cleanings.
- Only fresh solution should be used to clean and disinfect contact lenses. Never re-use old solution. Contact lens solution must be changed every day, even if the lenses are not used daily.
- Remove and stop using lenses if you experience unusual eye symptoms; seek medical consultation if necessary.

WASTE DISPOSAL

- Pour unused solution down a drain.
- Dispose of empty bottle in accordance with local waste disposal regulations.



Leták obsahuje důležité informace, týkající se bezpečnosti a používání produktu. Pozorně si přečtěte celý příbalový leták.

POKYNY

Používán dle doporučení, vícefunkční roztok HORIEN ULTRA COMFORT čistí, oplachuje, dezinfikuje, zvlhčuje, lubrikuje a chrání měkké kontaktní čočky. HORIEN ULTRA COMFORT je rovněž určen k dennímu odstraňování bílkovin z kontaktních čoček.

HORIEN ULTRA COMFORT

Sterilní, vodný, izotonický roztok, který obsahuje chlorid sodný, chlorid draselný, dvojsodnou sůl EDTA, polyhexanid, poloxamer, hypromelozu a pufr z fosforečnanu sodného. HORIEN ULTRA COMFORT je spolehlivě sloučením čtyř speciálních aktivních látek, které lépe čistí kontaktní čočky, důkladněji odstraňují bílkovinné usazeniny, chrání čočky před bakteriemi a udržují jejich vlhkost, což zvyšuje komfort při jejich nošení. pH a izotonické vlastnosti byly přizpůsobeny kapalině, jakou vytvářejí slzné žlázy.

Polyhexanid: Dezinfekční látka s antibakteriálními a

antivirovými účinky pro uchování kontaktních čoček.

Poloxamer: Jemná, povrchově aktivní látka a čistící

přípravek. Odstraňuje bílkoviny, nečistoty a usazeniny.

Hypromelozu: Zvlhčující látka, která tvoří na čočce ochrannou vrstvu. Lubrikuje, chrání před vysoušením a zvlhčuje čočky, tím poskytuje dlouhodobý komfort nošení.

Pufr z fosforečnanu sodného: Udržuje vyvážené pH roztoku a zvyšuje účinnost elektrolytů (chloridu draselného a chloridu sodného), díky tomu bude nošení čoček příjemné.

ZPŮSOB POUŽITÍ

- Před manipulací s čočkami si pečlivě umyjte ruce a osušte čistým ručníkem. Vždy začínejte u stejného oka, aby nedošlo k záměně čoček.
- Otevřete pouzdro s čočkami.
- Vyjměte čočku a umístěte na vnitřní straně dlaně.
- Aplikujte alespoň 3 kapky HORIEN ULTRA COMFORT na přední a zadní část čočky.
- Jemně mněte čočku prsty dopředu a dozadu min. 10 vteřin z každé strany.
- Pečlivě opláchněte čočku z obou stran při použití roztoku HORIEN ULTRA COMFORT a po celou dobu jemně mněte čočku palcem a ukazovákem.
- Umístěte čočku v pouzdře na čočky a naplňte roztokem HORIEN ULTRA COMFORT.
- Pořádně utáhněte víko. Stejný postup dodržujte u druhé čočky.
- Ponechte čočky v pouzdře min. po dobu 4 hodin.
- Čočky jsou nyní čisté a dezinfikované, vhodné k nošení.
- Možnost čištění bez mnutí – Namáčení po dobu 6 hodin
- Možnost rychlého čištění – Mnutí a namáčení po dobu 4 hodin

Roztok HORIEN ULTRA COMFORT poskytuje možnost čištění bez mnutí. V tomto případě nemusíte mnutí čočky, jak to bylo popsáno v návodu. Čočky je nutné pečlivě opláchnout a ponechat v pouzdře s roztokem po dobu min. 6 hodin. Tato možnost se doporučuje u čištění čoček, které jsou často vyměňovány (každý měsíc nebo častěji). Mnutí je doporučená metoda čištění tradičních měkkých čoček.

NASAZENÍ ČOČEK

- Před nasazením čoček si pečlivě umyjte ruce jemným mýdlem, opláchněte a osušte ručníkem, který nepouští vlasy.
- Vyjměte pravou čočku z obalu. Očistěte a opláchněte čočku při použití roztoku HORIEN ULTRA COMFORT.
- Uložte čočku na konec pravého ukazováčku.
- Pravý prostředník přiložte ke spodní řadě řas a přidržte spodní víčko. Horní víčko potáhněte směrem nahoru levým prostředníkem.
- Divejte se rovně a jemně umístěte čočku na oko.
- Jemně uvolněte víčko a zamrkejte. Čočka se sama vycentruje.
- Opakujte tyto činnosti k při nasazení levé čočky.
- Pokud to je nutné, nasazujte čočky před zrcadlem.
- Přikryjte si jedno oko, abyste zjistili, zda je čočka vycentrována. Pokud vidíte ostře, je čočka na správném místě.

VYJMÁNÍ ČOČEK

- Odličení provádějte vždy po vyjmutí kontaktních čoček.
- Umyjte, opláchněte a osušte ruce.
- Začněte u pravého oka.
- Potáhněte spodní víčko dolů pravým prostředníkem.
- Podívejte se směrem nahoru, ukazovákem přesuňte čočku na spodní část oka.
- Jemně uchopte čočku palcem a ukazovákem a vyjměte z oka.
- Očistěte a opláchněte čočku při použití roztoku HORIEN ULTRA COMFORT. Před vyjmutím čočky z druhého oka uložte čočku do pouzdra.

KONTRAINDIKACE

Nějsou známy žádné kontraindikace při používání vícefunkčního roztoku HORIEN ULTRA COMFORT, avšak NEPOUŽÍVEJTE, pokud trpíte alergií na některou jeho složku.

JAK PEČOVAT O KONTAKTNÍ ČOČKY

- Nemyjte ruce mýdlem. Při manipulaci s čočkami umyjte a osušte ruce.
- Ujistěte se, že je prostředí kolem vás čisté. Při použití umyvadla nebo dřezu se ujistěte, zda je zátky v odtoku, abyste zabránili vniknutí čočky dovnitř.
- Před každým nasazením očistěte a dezinfikujte čočky.
- Pokaždé použijte čerstvý roztok HORIEN ULTRA COMFORT z láhve. Nepoužívejte roztok, který zůstal v pouzdře na čočky.
- Neuchovávejte ani neoplachujte čočky ve vodě z vodovodu.
- Používejte pouzdra pro uchování čoček k tomu určená.
- Ujistěte se, že je celá čočka ponořena v roztoku. Nepoužívejte čočky, které nebyly přiměřeně navlhčeny (lubrikovány) roztokem HORIEN ULTRA COMFORT.
- Udržujte pouzdro na čočky v čistotě. Každý týden vyčistěte pouzdro a opláchněte vodou z vodovodu, nechte vyschnout.
- Před nasazením čočky se ujistěte, zda není obrácená.
- Při nasazení čoček začínejte vždy u stejného oka, aby nedošlo k záměně čoček.
- Čočka se v oku nemůže ztratit. Použijte dobře osvětlené zrcadlo, abyste ji našli. Zřejmě je pod víčkem.
- Nezkoušejte centrovat čočku na rohové prstím. Pro změnu polohy čočky hýbejte víčkem.
- Nedotýkejte se čočky nehty. Vaše nehty by měly být krátké a hladké.
- Pokud je čočka poškozena, nepoužívejte ji.
- Po nasazení čoček se vyhněte mnutí očí. Mohlo by dojít k jejich podráždění nebo ke změně polohy čočky.
- Dbejte, aby balzámy, mýdla, krémy, deodoranty, laky na vlasy a make up (zejména stíny) nepřišly do kontaktu s čočkami. Mohlo by dojít k infekci nebo podráždění očí.
- Make up nanášejte po nasazení čoček.
- POZOR: Nepoužívejte oční linky, mohou znečistit čočku.
- Sundějte čočky na noc.
- Nenasazujte čočky, pokud budete v prostředí s výskytem spalin, dráždivých par, kouře nebo prachu. Mohlo by dojít k podráždění oka a/nebo poškození čočky.
- Při plavání s čočkami použijte plavecké brýle.
- Při cestování se zasoďte větším množstvím roztoku HORIEN ULTRA COMFORT.
- Ujistěte se, že máte rezervní pár čoček.
- Pravidelně navštěvujte očního lékaře.

SHODA S PŘEDPISY A HYGIENA

- Výrobce doporučuje dodržovat tyto pokyny v rámci hygienického a bezpečného nošení kontaktních čoček.
- Čistěte kontaktní čočky pravidelně a pečlivě, dle doporučení odborníků na kontaktní čočky a v souladu s pokyny na příbalovém letáku.
- Před nasazením a vyjmutím čoček si umyjte a osušte ruce.
- Nenoste čočky déle než je doporučeno. Uchovávejte čočky v speciálním pouzdře a vyměňujte pouzdro každé 3 měsíce. Po každém použití opláchněte pouzdro roztokem na čočky a ponechte otevřené do vyschnutí.
- K čištění a dezinfekci čoček používejte pouze čerstvý roztok. Nikdy opakovaně nepoužívejte starý roztok. Roztok na čočky vyměňujte denně, i když nepoužíváte čočky každý den.
- Vyjměte čočky a zanechte jejich používání, pokud nastanou atypické příznaky. Pokud je to nutné, kontaktujte lékaře.

LIKVIDACE ODPADU

- Nepoužitý roztok vylijte do odtoku.
- Prázdnou láhev likvidujte v souladu s místními předpisy.



WYTŹÓRCA/MANUFACTURER/VÝROBCE
STERICON PHARMA PVT. LTD.
9R, Sub Layout of Plot 9, I Phase,
Bommasandra Industrial Area,
Bangalore - 560 099, INDIA

EC REP

MYM STC, SL. Avda. de los Rosales 32,
28935 Móstoles Madrid, SPAIN
e-mail: direccion@mym-stc.com

IMPORTER/DYSTRYBUTOR:

Horien Medical Sp. z o.o., ul. Unii Europejskiej 4
86-050 Solec Kujawski, POLAND
tel. +48 52 554 51 41, www.horien.pl

HORIEN is a registered trademark of Horien
Medical Ltd. / Haichang Contact Lens Co., Ltd.

